



Varenummer 1000022654



Åben ble, ABENA Maternity Pad Premium, Maternity Pad

- ✓ Til periodisk moderat inkontinens og kraftige blødninger i forbindelse med fødsel
- ✓ Understøtter sund hud og optimal komfort
- ✓ Top-Dry system til beskyttelse af huden
- ✓ Anatomisk formet for bedre pasform
- ✓ Lækagebarrierer for ekstra beskyttelse



Produktbeskrivelse

ABENA Maternity pad er vores førsteklasses anatomisk formede fødebind. Bindet er udviklet til midlertidig let til moderat inkontinens og kraftige blødninger i forbindelse med fødsel. Top-Dry systemet sikrer dig en tør overflade, hvilket beskytter huden og øger komforten. Det åndbare og anatomisk formede bind hjælper til at holde huden sund og giver en fremragende pasform. Produktet er forsynet med lækagebarrierer for ekstra beskyttelse. Samtidig minimerer Odour-systemet risikoen for ubehagelige lugtgener. Det dermatologisk testede produkt bærer Svanemærket og er fremstillet af FSC®-certificerede materialer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Åben ble
Varemærke	ABENA
Vareserie	Maternity Pad Premium
Størrelse	Maternity Pad
Farve	Hvid
Materiale	ECF fluff, åndbar bagfolie, nonwoven, PP, resin, SAP
Længde/dybde	42 cm
Bredde	20 cm
Tolerance	+/- 10%
Absorptionsevne	825 ml
Køn	Kvinde
Inkontinensgrad	Moderat
Certifkater	CE. Svanemærket. FSC Mix Pulp. MD. UKCA.
Svanemærket licensnr.	5023 0001
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1, ISO 14001, ISO 9001, ISO 13485
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anatomisk formet fødebind til periodisk let til moderat inkontinens efter fødsel.

Nem fiksering i almindeligt undertøj ved hjælp af selvklebende tape. Produktgenkendelse ved hjælp af farvekoder og navn på produkt og pose.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	18 pk	73.6 cm	39.6 cm	31.2 cm	5713571002018
pk	15 stk	24.5 cm	12 cm	14.5 cm	5713571002001



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



FSC® (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som er dedikeret til at fremme ansvarlig skovforvaltning på verdensplan. FSC®-certificerede produkter er fremstillet af råvarer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder. Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og når du vælger FSC®-certificerede produkter, hjælper du med at passe på skovene og de mennesker og dyr, der bor i dem. Se www.fsc.org for yderligere oplysninger.



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Symbolet Dermatologisk testet garanterer, at produkterne er blevet testet for potentielle hudirriterende stoffer af et uafhængigt tredjepartslaboratorie.



Den højtydende kernes unikke struktur er designet til hurtig fordeling og indkapsling af urin, hvilket sikrer en tør overflade – også ved gentagne vandladninger.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Effektive lækagebarrierer, både synlige og ikke-synlige, samt latexfrie elastikker sikrer god pasform, hvilket reducerer risikoen for lækage.



En kombination af 100% åndbarhed, Top-Dry og lækagebarrierer giver en tør overflade og sund hud, selv efter gentagne vandladninger, hvorved hudens naturlige pH-balance opretholdes.



Poser med dette symbol er fremstillet af 30% PCR (post-consumer recycled), hvilket vi på dansk kender som husstandssorteret plast. Således kan vi reducere vores plastikaffald og samtidig gøre en indsats for at passe på miljøet.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Dråbesystem, som viser produktets sugeevne. Jo flere dråber jo højere sugeevne. Produkterne kan have fra 1-9 dråber.



Produktet indeholder ikke latex.



Unik Top-Dry teknologi som sørger for hurtig absorption og tør overflade, selv efter gentagne vandladninger.

