



Varenummer 1000025797

**Staserem, NordicMed, 45x2,5cm, blå,
latexfri, rulle a 25 styk, engangs**

Produktbeskrivelse

Denne engangsstase i rulle fra NordicMed kombinerer høj kvalitet og innovativt design for at optimere hygiejne og bekvemmelighed ved blodprøvetagning. En smart snip gør det nemt at bruge stasen direkte fra æsken. Stasen, som er fremstillet af latexfri syntetisk gummi, er ideel til engangsbrug og er ikke-steril. Den næsten farvefri FSC-certificerede emballage fremhæver en ansvarlig tilgang til miljøet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Staserem
Varemærke	NordicMed
Farve	Blå
Features	Latexfri, rulle a 25 styk, engangs
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	45 cm
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	47.1 cm	26 cm	19.6 cm	
pk	25 stk	12.2 cm	11.6 cm	3.2 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.