



Varenummer 1000025804

EKG-patientkabel, Mesi, med bananstik



Produktbeskrivelse

EKG Patientkabel til Mesi.

Specifikationer

Produktbetegnelse	EKG-patientkabel
Varemærke	Mesi
Features	Med bananstik
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16.2 cm	13.6 cm	3.6 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.