



Varenummer 1000025805

## mTablet, Mesi, inkl. spirometrimodul



### Produktbeskrivelse

Trådløs og bærbar MESI mTablet inkl. spirometrimodul. Det er et alsidigt digitalt spirometer med flere måletilstande og parameterberegningssmuligheder. Integreret selvkalibrering af filtre for nøjagtige målinger til enhver tid. MESI mTablet er et avanceret system, der hjælper ved at kombinere diagnostiske målinger, patientjournaler og kliniske supportværktøjer. Du kan have det med dig overalt og tage det med på patientbesøg og andet. Alle målinger bliver automatisk gemt og kan sendes sikkert videre, så du øjeblikkeligt kan få en "second opinion". Der kan tilkøbes yderligere tilbehør til MESI tabletten bl.a. ABI extension til ankel-arm index, spirometri- og EKG modul. Så her får du virkelig et smart instrument med mange anvendelsesmuligheder. Når først du har købt Mesi tabletten, så følger softwareopdateringer med i prisen. 3 års garanti. MESI tabletten skal kalibreres 1 gang årligt igennem producenten.

### Specifikationer

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Produktbetegnelse | MTablet               |
| Varemærke         | Mesi                  |
| Features          | Inkl. spirometrimodul |
| Certifikater      | CE.                   |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|---------|-------|-----|
| kll   | 1 stk      | 42 cm  | 30.2 cm | 50 cm |     |
| stk   | 1 stk      |        |         |       |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

