



Varenummer 1000025891



Tæpperenser, Orbot, Life, grå, walk-behind, ekskl. batteri og lader, 11 l, 430 mm

## Produktbeskrivelse

Orbot Life eksklusiv batterier og oplader

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Tæpperenser
Varemærke	Orbot
Model	Life
Farve	Grå
Features	Walk-behind, ekskl. batteri og lader
Materiale	Stål
Vaske/fejebredde	430
Rent/snavsevandtank, kapacitet	11 l

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				