



Varenummer 1000025893



Rengøringsvogn, Vikan HyGo, 780mm, rød, usamlet

Produktbeskrivelse

Vikans HyGo er den første mobile rengøringsstation til føde- og drikkevarerindustrien, som kombinerer hygiejne, effektivitet og manøvredegtighed i en specialbygget løsning. Ud over mere effektiv rengøring løser HyGo også problemer med begrænset plads, mistet udstyr og tidsspilde. HyGo har et smalt stel og 360 graders hjul, så den er nem at navigere gennem døråbninger og på andre smalle steder. Modulerne og ophængene til rekvisitter kan tilpasses, når dine behov ændrer sig. Ophængene har som standard plads til op til fem rekvisitter. Det er muligt at tilkøbe yderligere ophæng, så HyGo kan rumme op til 12 monterede rekvisitter. De to bageste hjul kan låses. Den øverste bakke kan bære op til 12 kg, og den nederste bakke kan bære op til 20 kg. HyGo kan skilles ad, og de enkelte dele kan tørrengøres eller vådrengøres. Vi anbefaler at efterspænde bolte på kurve og hjul hver 6. måned for at sikre at HyGo har en god stabilitet.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Produktbetegnelse | Rengøringsvogn |
| Varemærke | Vikan |
| Vareserie | HyGo |
| Farve | Rød |
| Features | Usamlet |
| Længde/dybde | 780 mm |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EC) 1907/2006 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| stk | 1 stk | 72 cm | 72 cm | 20 cm | 5705022044319 |