

Varenummer 1000026011

**Øredræn, Shah, 2,4mm, blå, fluorplast/plast,
indre Ø 1,14mm/ydre Ø 2,30mm, steril**

Produktbeskrivelse

Shah øredræn E2112B fra EON Meditech, designet til at sikre optimal drænage og komfort. Dette øredræn er specielt udviklet til behandling af kroniske øreinfektioner og væskeansamlinger i mellemøret. Mid-Term øredræn

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øredræn
Model	Shah
Farve	Blå
Features	Indre Ø 1,14mm/ydre Ø 2,30mm, steril
Materiale	Fluorplast, plast
Længde/dybde	2.4 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	10 cm	10 cm	14 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.