



Varenummer 1000026080

Søjlevægt, Seca, 704, 52x36x93cm, hvid, klasse III, gulvmodel, digital, max 300 kg

Produktbeskrivelse

Seca 799 er en medicinsk personvægt, der er specielt designet til at opfylde kravene til nøjagtig vægtmåling af patienter i sundhedssektoren. Vægten er klasse III medicinsk udstyr og opfylder de høje standarder for præcision og nøjagtighed, der kræves i henhold til MDR (Medical Device Regulation). Maksimal belastningskapacitet på 300 kg og en nøjagtighed på 100 g. Displayet er stort og letlæseligt og viser både vægten og BMI-værdien. Indeholder Hold-funktion, som sikrer, at vægten registrerer den nøjagtige vægt. Seca 704 er robust og holdbar med en skridsikker overflade, der giver god stabilitet og sikkerhed for patienten. Den er nem at rengøre og vedligeholde, og er derfor ideel til brug i klinikker, hospitaler og andre sundhedsfaciliteter. Bruger 6 gange AA batterier, som medfølger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Søjlevægt
Varemærke	Seca
Model	704
Farve	Hvid
Features	Klasse III, gulvmodel, digital, max 300 kg
Længde/dybde	52 cm
Bredde	36 cm
Højde	93 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	52 cm	36 cm	93 cm	4012030018500
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.