



Varenummer 1000026169

ABENA®

Protesebæger, ABENA, 6,5cm, Ø9,5cm, 300 ml, hvid, PP

✓ Kraftig kvalitet



Produktbeskrivelse

ABENAs plastbæger i hårdt og robust plast kan anvendes til en lang række formål. Bægeret er ideelt til portionsanretning af salater og andre kolde og varme retter samt til opbevaring af fødevarer i catering- og restaurationsbranchen samt i kantiner og industrikøkkener. Plastbægeret er også en praktisk og efterspurgt løsning i sundhedssektoren og private hjem, hvor det blandt andet kan bruges som protesebæger. Det er blot nogle få eksempler på plastbægerets mange anvendelsesmuligheder.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Protesebæger
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Materiale	PP
Højde	6.5 cm
Diameter	9.5 cm
Rumindhold, netto	300 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 282/2008
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	42.6 cm	39.8 cm	48.7 cm	5703538506130
pk	50 stk	9.5 cm	9.5 cm	6.5 cm	5703538506147
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Polypropylen er en type plast.