



Varenummer 1000026169

ABENA®

## Protesebæger, ABENA, 6,5cm, Ø9,5cm, 300 ml, hvid, PP

✓ Kraftig kvalitet



### Produktbeskrivelse

ABENAs plastbæger i hårdt og robust plast kan anvendes til en lang række formål. Bægeret er ideelt til portionsanretning af salater og andre kolde og varme retter samt til opbevaring af fødevarer i catering- og restaurationsbranchen samt i kantiner og industrikøkkener. Plastbægeret er også en praktisk og efterspurgt løsning i sundhedssektoren og private hjem, hvor det blandt andet kan bruges som protesebæger. Det er blot nogle få eksempler på plastbægerets mange anvendelsesmuligheder.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Protesebæger
Varemærke	ABENA
Farve	Hvid
Materiale	PP
Højde	6.5 cm
Diameter	9.5 cm
Rumindhold, netto	300 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 282/2008
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	42.6 cm	39.8 cm	48.7 cm	5703538506130
pk	50 stk	9.5 cm	9.5 cm	6.5 cm	5703538506147
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er frysesikkert.



Polypropylen er en type plast.