



Varenummer 1000026176

## Slibesvamp holder, Sanimaid Stainremover-Flex, 430mm, sort mat, med hook'n'loop

- ✓ Rengøring af toiletkummen
- ✓ Bløde kanter
- ✓ Lang ergonomisk håndtag
- ✓ hook'n'loop

### Produktbeskrivelse

Stainremover-Flex er en dansk designet professional holder til slibesvamp. En nem og effektiv løsning til rengøring af sanitet i badeværelset.

### Specifikationer

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Produktbetegnelse                | Slibesvamp holder    |
| Varemærke                        | Sanimaid             |
| Vareserie                        | Stainremover-Flex    |
| Sekundær farve                   | Sort mat             |
| Features                         | Med hook'n'loop      |
| Ingredienser/sammensætning       | 90% genanvendt plast |
| Længde/dybde                     | 430 mm               |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988        |
| Bortskaffelse af produkt         | Sorteres som Plast   |
| Bortskaffelse af emballage       | Sorteres som Pap     |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 12 stk     | 54.8 cm | 25.5 cm | 14.5 cm |               |
| stk   | 1 stk      |         |         |         | 5713519600054 |

