



Varenummer 1000026176

## Slibesvamp holder Stainremover-Flex med hook'n'loop, Sanimaid, 430mm, sort mat, holder til Stainremover-Flex

- ✓ Rengøring af toiletkummen
- ✓ Bløde kanter
- ✓ Lang ergonomisk håndtag
- ✓ hook'n'loop

### Produktbeskrivelse

Stainremover-Flex er en dansk designet professional holder til slibesvamp. En nem og effektiv løsning til rengøring af sanitet i badeværelset.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Slibesvamp holder Stainremover-Flex med hook'n'loop
Varemærke	Sanimaid
Sekundær farve	Sort mat
Features	Holder til Stainremover-Flex
Ingredienser/sammensætning	90% genanvendt plast
Længde/dybde	430 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Plast
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	54.8 cm	25.5 cm	14.5 cm	
stk	1 stk				5713519600054

