



Varenummer 1000026187

## Dispenser, Sanimaid, 100x90x120mm, sort mat, ABS, til slibesvamp holder

- ✓ Holder til rengøringsvogn
- ✓ Medhører 2 typer beslag til montering på rør og plan overflade
- ✓ Passer til 1000026176 slibesvamp holder

### Produktbeskrivelse

Holder til Stainremover-Flex inkl. beslag til Rengøringsvogn

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Sanimaid
Sekundær farve	Sort mat
Features	Til slibesvamp holder
Materiale	ABS
Længde/dybde	100 mm
Bredde	90 mm
Højde	120 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Plast
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	39 cm	34 cm	15.5 cm	
stk	1 stk				5713519600078

