

Varenummer 1000026197

**Alligatortang, Hartmann, 8cm, lige,
super slank, 0,6x4,0mm**

Produktbeskrivelse

Øretang med en kæbelængde på 4mm. Kan adskilles ved rengøring.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Alligatortang
Model	Hartmann
Features	Lige, super slank, 0,6x4,0mm
Længde/dybde	8 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	16 cm	8.5 cm	1 cm	4250381848579



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.