

Varenummer 1000026371

Fiberlysstav, HEINE

✓ finoff, lysstav, gennemlysningslampe

Produktbeskrivelse

Anvendes fx til gennemlysning af scrotum, pandehulen samt fingre og tæer

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fiberlysstav
Varemærke	HEINE
Strømspecifikationer	3.5 V
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12 cm	4.5 cm	2.7 cm	