



Varenummer 1000026372

### Foringspose, klar, HDPE/virgin, 610/200x620mm, 1/2GN

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Perfekt til foring



#### Produktbeskrivelse

Hygiejnisk og praktisk pose til foring af termokasser eller andre kasser til fødevarer. Posen er produceret af fødevaregodkendte materialer og må anvendes til opbevaring af alle typer fødevarer.



#### Specifikationer

Produktbetegnelse	Foringspose
Farve	Klar
Features	610/200x620mm, 1/2GN
Materiale	HDPE, virgin
Længde/dybde	620 mm
Bredde	1010 mm
Vægt, netto	9 kg
Vægt, brutto	9.2 kg
Tykkelse	20 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	3 år
Anvendelsestemperatur	Op til 40°C i 24 timer
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

#### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	33.7 cm	24.4 cm	22.8 cm	5703538506994
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



PE med høj densitet.

