



Varenummer 1000026372

Foringspose, klar, HDPE/virgin, 610/200x620mm, 1/2GN

- ✓ Hygiejnisk
- ✓ Fødevaregodkendt
- ✓ Perfekt til foring



Produktbeskrivelse

Hygiejnisk og praktisk pose til foring af termokasser eller andre kasser til fødevarer. Posen er produceret af fødevaregodkendte materialer og må anvendes til opbevaring af alle typer fødevarer.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Foringspose
Farve	Klar
Features	610/200x620mm, 1/2GN
Materiale	HDPE, virgin
Længde/dybde	620 mm
Bredde	1010 mm
Vægt, netto	9 kg
Vægt, brutto	9.2 kg
Tykkelse	20 micron
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, 94/62/EF, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EC) 1907/2006
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør opbevares utilgængeligt for børn.
Holdbarhed	3 år
Anvendelsestemperatur	Op til 40°C i 24 timer
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	33.7 cm	24.4 cm	22.8 cm	5703538506994
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



PE med høj densitet.

