

Varenummer 1000026380



## Gulvvasker, Diversey TASKI, Swingo 2100 BMS, Lithium-Ion, 2-rums, ride-on, 75/75 l, 550 mm

### Produktbeskrivelse

Ultra kompakt og særdeles effektiv mikro ride-on kombinationsmaskine til rengøring af store arealer. Den nye TASKI Swingo 2100 BMS Lithium-Ion tilbyder en enestående ydeevne, som drager fordel af kombinationen af hastighed, pladsbesparelse, manøvreedygtighed og en høj tankkapacitet. Et helt nyt design i rengøringsfunktionalitet, som reducerer manuelt arbejde og giver problemfri rengøring på store og små områder med det bedst mulige rengøringsresultat og en lav samlet ejerskabsomkostning. Maskinens lille størrelse gør, at den problemfrit kan være i alle større elevatorer, så den kan bruges på alle etager på et site. Maskinen har en Offset børstefunktion med 14 cm forskydning til højre, og IntelliFlow som sikrer korrekt udlægning af vandopøsning i gulver baseret på maskinens hastighed. Der er mulighed for tilkøb af det automatiske doseringssystem IntelliDose (1000008734) for at sikre korrekt dosering af rengøringsmidler. Maskinen leveres uden børster (1000004776) eller rondelholder (1000007876) som derfor skal tilkøbes.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 2100 BMS
Features	Ride-on
Vaske/fejebredde	550
Rent/snavsevandtank, kapacitet	75/75 l
Antal rum	2-rums
Inkluderet tilbehør	Batterier inkluderet

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				