



Varenummer 1000026440

Kødbakke, 32,5x26,6x6,4cm, 4000 ml, hvid, PP

- ✓ Tåler frost
- ✓ Tåler vaskeprogrammer på op til 100 °C
- ✓ Hygiejne og sikkerhed i top



Produktbeskrivelse

Vær sikker på, at dine kødvarer håndteres både sikkert og hygiejnisk. Vores sortiment af kødbakker er robuste og holdbare løsninger. De er godkendt til fødevarer og egner sig til både ferskt og frossent kød. Bakkerne kommer i forskellige størrelser og materialer, som alle tåler frost. PP er desuden et særligt stærkt og robust materiale, som tåler vask i industrielle og almindelige opvaskemaskiner på vaskeprogrammer op til 100 °C.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kødbakke
Farve	Hvid
Materiale	PP
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	26.6 cm
Højde	6.4 cm
Rumindhold, brutto	4000 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +100°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	92 stk	55.6 cm	40.4 cm	37.2 cm	5703969017120
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet kan vaskes i
opvaskemaskinen.



Produktet er fryseseikkert.



Produktet kan bruges i
mikrobølgeovnen.



Polypropylen er en type plast.