

Varenummer 1000026510

Skalpelgreb, Swann-Morton, 3 l, rustfrit stål, flergangs**Produktbeskrivelse**

Kirurgisk skalpelhåndtag nummer 3L. Længde 21 cm. Skalpelhåndtaget passer til blade - nr. 6, 9, 10, 10A, 10R, E/11, 11, 11P, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15T, 16, 40 og SG3. Er individuelt indpakket.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skalpelgreb
Varemærke	Swann-Morton
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Rustfrit stål
Rumindhold, brutto	3 l
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	25 cm	52 cm	2.9 cm	5033955009137
stk	1 stk				5063043009138



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.