



Varenummer 1000026574



Doseringshætte, Green Care Professional Switch, 5 ml, til 1 l dunk

- ✓ Intuitiv anvendelse
- ✓ Nøjagtig dosering
- ✓ Doserer 5 ml

Produktbeskrivelse

Switch doseringshætten påsættes 1 liters flasker fra Tana og sikrer intuitiv, effektiv og nøjagtig dosering. Doseringshætten doserer 5 ml pr. gang.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringshætte
Varemærke	Green Care Professional
Vareserie	Switch
Features	5 ml, til 1 l dunk
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	26.2 cm	14.6 cm	15.6 cm	5703538509407
stk	1 stk				

