



Varenummer 1000026644

PEP/Rmt, flergangs



Produktbeskrivelse

PEP/Rmt ventil til forbedring af respirationsfunktionen. Anvendes sammen med mundstykke eller maske, som købes separat. Let at bruge og justere for både patienter og sundhedsfagligt personale. Produktet er flergangs og kan efter rengøring bruges igen og igen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	PEP/Rmt
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polycarbonat, silikone
Certifikater	MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7 cm	7 cm	7 cm	7395502090134



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.