

Varenummer 1000026663



Ørepropdispenser, THOR, sort, til ophæng på væg

- ✓ Praktisk og hygiejnisk klicksystem
- ✓ Sikrer en god hygiejne

Produktbeskrivelse

Vores THOR dispenser har plads til 600 par ørepropper og kan monteres på en væg for praktisk og nem selvbetjening. Dispenseren er udviklet med et smart klicksystem, der sikrer en hygiejnisk distribution af ørepropperne og reducerer risikoen for kontaminering.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ørepropdispenser
Varemærke	THOR
Farve	Sort
Features	Til ophæng på væg

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	58.5 cm	38.5 cm	22 cm	5709168974349
stk	1 stk				5709168900317