



Varenummer 1000026814



## Reservedel, Diversey TASKI, Swingo 755, sort, dosing insert

### Produktbeskrivelse

Reservedel til TASKI Swingo- og Ultimaxx maskiner.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Reservedel
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI
Model	Swingo 755
Farve	Sort
Features	Dosing insert
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28 cm	9 cm	0.8 cm	