



Varenummer 1000026887

Kateterfiksering, Multifix Gentle, lille, 11x2,5cm, med burrebåndlukning, silikoneklæber, usteril

- ✓ efterlader ingen klæberester
- ✓ vandafvisende, åndbar og transparent
- ✓ nem at omplacere



Produktbeskrivelse

Multi Fix Gentle er en universel fiksering til medicinske slanger og urinvejskatetre. Den er udviklet til at gøre fikseringen komfortabel, hvilket giver patienten tryghed til at bevæge sig frit omkring. Den findes i 2 størrelser, der har en række forskellige anvendelsesmuligheder og hver enkelt kan bruges i op til 7 dage.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterfiksering
Varemærke	Multifix
Vareserie	Gentle
Størrelse	Lille
Features	Med burrebåndlukning, silikoneklæber, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	11 cm
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. UKCA. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk				5060222474664
pk	10 stk	18 cm	5.5 cm	2.5 cm	5060222479072
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.

