



Varenummer 1000026909

Kanyle, Medoject, 30mm, Ø1,1mm, lysegrå, 19G, x 1 1/4, steril, engangs, engangs



Produktbeskrivelse

Kanyle til injektion. Kanyle er lavet af polypropylen og rustfrit stål. Desuden er den fri for pyrogen, latex, ftalater og PVC.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyle
Varemærke	Medoject
Sekundær farve	Lysegrå
Features	X 1 1/4, steril, engangs
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	19G
Længde/dybde	30 mm
Diameter	1.1 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4000 stk	46.3 cm	40.9 cm	20.5 cm	48586015043862
pk	100 stk	11.1 cm	8 cm	8.8 cm	8586015043864
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE



Produktet er kun til
engangsbrug.

