



Varenummer 1000026913

Kanyle, Medoject, 50mm, Ø0,9mm, gul,
20G, x 2", steril, engangs, engangs



Produktbeskrivelse

Kanyle til injektion. Kanyle er lavet af polypropylen og rustfrit stål. Desuden er den fri for pyrogen, latex, ftalater og PVC.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyle
Varemærke	Medoject
Farve	Gul
Features	X 2", steril, engangs
Engangs/flergangs	Engangs
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	20G
Længde/dybde	50 mm
Diameter	0.9 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4000 stk	46 cm	41 cm	23 cm	48586006519093
pk	100 stk	11.1 cm	7.8 cm	10.2 cm	8586006519095
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE



Produktet er kun til engangsbrug.

