



Varenummer 1000026933

## Dispenser, Classic Recycled, 1000 ml, hvid, plast, m. grå frontrude, til påfyldning af skumsæbe og skumdesinfektion

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ til flere typer produkter
- ✓ rengøringsvenlig
- ✓ nemt at påfylde

### Produktbeskrivelse

Dispenseren er fremstillet af 100% genbrugsplast, og har en stærk og langtidsholdbar kvalitet. Designet stilrent med glatte kanter, der bidrager til en indbydende oplevelse. Dispenseren er designet således, at servicepersonalet let kan følge forbruget uden at åbne den. Denne dispenser er ydermere til påfyldning af flydende sæber og desinfektion.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Classic
Vareserie	Recycled
Farve	Hvid
Features	M. grå frontrude, til påfyldning af skumsæbe og skumdesinfektion
Materiale	Plast
Vægt, netto	700 g
Vægt, brutto	700 g
Rumindhold, netto	1000 ml
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Monteres på væg med skruer og rawplugs

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	11 cm	12.3 cm	30.3 cm	
stk	1 stk				

