

Varenummer 1000026938

Dispenser, Hagleitner, 13,5x12,8x25,6cm, grå, rustfrit stål, til desinfektion

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af dine toiletruller, håndklæderuller, sæbe, desinfektion, så dine dispensere aldrig løber tør. Derudover er dispenserne i denne serie koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i rustfrit stål.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Hagleitner
Farve	Grå
Features	Til desinfektion
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	13.5 cm
Bredde	12.8 cm
Højde	25.6 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	14.8 cm	14.2 cm	28.6 cm	9008353229698
stk	1 stk				