



Varenummer 1000026938

Dispenser, Hagleitner, 13,5x12,8x25,6cm, grå, rustfrit stål, til desinfektion, 600ml, hybrid

- ✓ XIBU App-funktionalitet
- ✓ Sensorbaseret bruger frekvensmåling
- ✓ Designet i rustfrit stål
- ✓ Effektivisering af vedligeholdelse

Produktbeskrivelse

Revolutionér dit badeværelse med vores dispensere i serien Hagleitner. XIBU App-funktionalitet timer udskiftningen af dine toiletruller, håndklæderuller, sæbe, desinfektion, så dine dispensere aldrig løber tør. Derudover er dispenserne i denne serie koblet på sensorer, som kan måle brugerfrekvensen, hvilket giver dig mulighed for at optimere hygiejnen blandt brugerne af dine Washrooms. Dispenserne er designet i rustfrit stål.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Hagleitner
Farve	Grå
Features	Til desinfektion, 600ml, hybrid
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	13.5 cm
Bredde	12.8 cm
Højde	25.6 cm
Vægt, netto	1.368 kg
Inkluderet tilbehør	Nøgle, Skruer og rawplugs
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Metal
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	14.8 cm	14.2 cm	28.6 cm	9008353229698
stk	1 stk				



Affaldsspand til
vægmontering.