



Varenummer 1000026940

## Burgerboks, 11,8x11,7x8,2cm, 1100 ml, brun, kraft, med hængslet låg, small

- ✓ Giv dine kunder den bedste madoplevelse
- ✓ Ideel til takeaway



### Produktbeskrivelse

ABENAs burgerboks med hængslet låg er især egnet som emballage til fastfood. Maden holdes varm og bevarer sin sprødhed.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Farve	Brun
Features	Med hængslet låg, small
Materiale	Kraft
Længde/dybde	11.8 cm
Bredde	11.7 cm
Højde	8.2 cm
Vægt, netto	22.3 g
Vægt, brutto	22.3 g
Rumindhold, netto	1100 ml
Tykkelse	250 g/m2
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Fra 0°C til 70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	40 cm	31.5 cm	28 cm	5703538507915
pk	100 stk	18 cm	26 cm	27 cm	5703538507908
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.

