


Varenummer 1000026940

Burgerboks, 11,8x11,7x8,2cm, 1100 ml, brun, kraft, med hængslet låg, small

- ✓ Giv dine kunder den bedste madoplevelse
- ✓ Ideel til takeaway



Produktbeskrivelse

ABENAs burgerboks med hængslet låg er især egnet som emballage til fastfood. Maden holdes varm og bevarer sin sprødhed.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Farve	Brun
Features	Med hængslet låg, small
Materiale	Kraft
Længde/dybde	11.8 cm
Bredde	11.7 cm
Højde	8.2 cm
Vægt, netto	22.3 g
Vægt, brutto	22.3 g
Rumindhold, netto	1100 ml
Tykkelse	250 g/m2
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	Fra 0°C til 70°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	40 cm	31.5 cm	28 cm	5703538507915
pk	100 stk	18 cm	26 cm	27 cm	5703538507908
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.

