

Varenummer 1000026941

Stander, Hagleitner, 38,8x37,9x130,8cm, sort, plast/stål, til Hagleitner desinfektions dispenser

- ✓ Komplet stander-sæt
- ✓ Robust gulvbase og gulvramme
- ✓ Drypbakke til at undgå spild
- ✓ Let at installere og vedligeholde

Produktbeskrivelse

Optimer din hygiejnestation med Hagleitner stander-sæt med drypbakke til dispenser. Sættet inkluderer gulvpanel, gulvbase, gulvramme og dryppebakke – den ideelle løsning til en ren og professionel præsentation.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Varemærke	Hagleitner
Farve	Sort
Features	Til Hagleitner desinfektions dispenser
Materiale	Plast, stål
Længde/dybde	38.8 cm
Bredde	37.9 cm
Højde	130.8 cm
Vægt, netto	2.476 kg
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Elektronisk affald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				9008353124016
stk	1 stk				



Affaldsspand til vægmontering.