



Varenummer 1000026941

## Stander, Hagleitner, 38,8x37,9x130,8cm, sort, plast/stål, til Hagleitner desinfektions dispenser

- ✓ Komplet stander-sæt
- ✓ Robust gulvbase og gulvramme
- ✓ Drypbakke til at undgå spild
- ✓ Let at installere og vedligeholde

### Produktbeskrivelse

Optimer din hygiejnestation med Hagleitner stander-sæt med drypbakke til dispenser. Sættet inkluderer gulvpanel, gulvbase, gulvramme og dryppebakke – den ideelle løsning til en ren og professionel præsentation.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Stander
Varemærke	Hagleitner
Farve	Sort
Features	Til Hagleitner desinfektions dispenser
Materiale	Plast, stål
Længde/dybde	38.8 cm
Bredde	37.9 cm
Højde	130.8 cm
Vægt, netto	2.476 kg
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Elektronisk affald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	94.4 cm	24.2 cm	38.2 cm	9008353124016
stk	1 stk				



Affaldsspand til vægmontering.