



Varenummer 1000027036

Gynækologisk leje, Black Edition, 65cm,
sort, flad bund, kunstlæder



Produktbeskrivelse

Den tre-delte komfortudskiftelige pude gør denne elektriske briks med en lastkapacitet på 400 kg til en allrounder. Ved hjælp af en hånd- eller fod-udløser kan de to løftesøjler opnå en optimal bækkenhældning til undersøgelsen ved at vippe liggefladerne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Gynækologisk leje
Model	Black Edition
Farve	Sort
Features	Flad bund, kunstlæder
Bredde	65 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	220 cm	90 cm	72 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.