



Varenummer 1000027052

Inderspand, stål, galvaniseret stål, til modulopbygget affaldsspand, 90 liter

Produktbeskrivelse

Den Galvaniserede inderspand til Modulær Affaldsbeholder 90L er en robust og holdbar indre beholder, designet til at passe perfekt i en 90-liters modulær affaldsbeholder. Den er fremstillet af galvaniseret stål, som sikrer lang levetid og modstandsdygtighed mod rust og korrosion



Specifikationer

Produktbetegnelse	Inderspand
Farve	Stål
Features	Til modulopbygget affaldsspand, 90 liter
Materiale	Galvaniseret stål
Længde/dybde	29.5 cm
Bredde	34.5 cm
Højde	64.3 cm
Rumindhold, brutto	90 l
Affaldstype	Tung
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				8713631206957
stk	1 stk				



Affaldsspand til tunge belastninger.



Affaldsspand med poseholder.