



Varenummer 1000027160

## Dispenser ophæng, Ena Living, sort, stål, til f.eks. 500 ml flasker

- ✓ Stilfuld og funktionel ophæng til 500ml flasker
- ✓ Elegant og industriel look
- ✓ Passer til ENA Living 500ml produkter
- ✓ Passer til ABENA 500ml produkter

### Produktbeskrivelse

Ena Living dispenser ophæng med plads til en 500ml flaske, er en perfekt kombination til vores Ena Living Serie. En funktionel løsning der skaber mere bordplads og som giver en elegant og industriel look der passer til de fleste hjem. Dispenser ophæng er mat sort og lavet af rustfri stål. Der skal blot bruges 2 skruer til væggen og så kan du skrue pumpen af flasken, og samle flasken og pumpen omkring ophænget igen. Nu kan du bruge produktet direkte fra ophænget og opretholder renlighed omkring din håndvask. Alle vores 500 ml produkter (Abena Brand, ENA Living), passer i dispenser ophænget. OBS: Skruer følger ikke med.

### Specifikationer

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Dispenser ophæng                |
| Varemærke                        | Ena Living                      |
| Farve                            | Sort                            |
| Features                         | Til f.eks. 500 ml flasker       |
| Materiale                        | Stål                            |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988                   |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan genbruges eller forbrændes. |
| Bortskaffelse af emballage       | Sorteres som Pap                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kll   | 50 stk     |        |        |       |     |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |     |

