



Varenummer 1000027160

## Dispenser ophæng, sort, stål, til f.eks. 500 ml flasker

- ✓ Stilfuld og funktionel ophæng til 500ml flasker
- ✓ Elegant og industriel look
- ✓ Passer til ENA Living 500ml produkter
- ✓ Passer til ABENA 500ml produkter

### Produktbeskrivelse

Vores dispenser ophæng med plads til en 500ml flaske, er en perfekt kombination til vores Ena Living Serie. En funktionel løsning der skaber mere bordplads og som giver en elegant og industriel look der passer til de fleste hjem. Dispenser ophæng er mat sort og lavet af rustfri stål. Der skal blot bruges 2 skruer til væggen og så kan du skrue pumpen af flasken, og saml flasken og pumpen omkring ophænget igen. Nu kan du bruge produktet direkte fra ophænget og opretholder renlighed omkring din håndvask. Alle vores 500 ml produkter (Abena Brand, ENA Living), passer i dispenser ophænget. OBS: Skruer følger ikke med.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser ophæng
Farve	Sort
Features	Til f.eks. 500 ml flasker
Materiale	Stål

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	26.2 cm	14.5 cm	7.4 cm	5703538508202
stk	1 stk				

