



Varenummer 1000027160

## Dispenser ophæng, sort, stål, til 500 ml flasker

### Produktbeskrivelse

Skru pumpen af flasken, og saml flasken og pumpen omkring ophænget. Så er du klar til at bruge dit produkt. Alle vores 500 ml produkter (Abena Brand, ENA Living), passer i Dispenserophænget.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser ophæng
Farve	Sort
Features	Til 500 ml flasker
Materiale	Stål

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	26.2 cm	14.5 cm	7.4 cm	5703538508202
stk	1 stk				

