



Varenummer 1000027160

Dispenser ophæng, sort, stål, til 500 ml flasker

Produktbeskrivelse

Skru pumpen af flasken, og saml flasken og pumpen omkring ophænget. Så er du klar til at bruge dit produkt. Alle vores 500 ml produkter (Abena Brand, ENA Living), passer i Dispenserophænget.

Specifikationer

| | |
|-------------------|--------------------|
| Produktbetegnelse | Dispenser ophæng |
| Farve | Sort |
| Features | Til 500 ml flasker |
| Materiale | Stål |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kll | 10 stk | 26.2 cm | 14.5 cm | 7.4 cm | 5703538508202 |
| stk | 1 stk | | | | |

