



Varenummer 1000027162

Otoskop, HEINE mini 3000, sort, LED



Produktbeskrivelse

HEINE mini3000 otoskop med direkte LED belysning, 3 X forstørrelse og naturlig farvegengivelse, du behøver aldrig at udskifte LED lyskilden. Vinduet kan skubbes til side for adgang af instrumenter igennem otoskopphovedet. Otoskopphovedet er matpoleret indvendigt for at eliminere refleksioner. Fastgørelsesclips med integreret tænd / sluk-kontakt. Slukker automatisk, når den returneres i lommen. 10 stk. AllSpec engangsøretrage lavet i genanvendt plast (4mm) medfølger. Etui medfølger ikke. Anvender almindelige batterier størrelse AA.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Otoskop
Varemærke	HEINE
Vareserie	Mini 3000
Farve	Sort
Features	LED
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18 cm	9 cm	4.6 cm	4053755202539



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

