



Produktdatablad

Otoskop inkl. håndtag

Varenummer: 1000027162



Varedeklaration

Forpakning: 1 stk. Produktbetegnelse: Otoskop. Vareserie: mini 3000. Farve: sort. Features: LED. Certifikater: CE, MD.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: mini3000 otoskop med direkte LED belysning, 3 X forstørrelse og naturlig farvegengivelse, du behøver aldrig at udskifte LED lyskilden. Vinduet kan skubbes til side for adgang af instrumenter igennem otoskopphovedet. Otoskopphovedet er matpoleret indvendigt for at eliminere refleksioner. Fastgørelsesclips med integreret tænd / sluk-kontakt. Slukker automatisk, når den returneres i lommen. 10 stk. AllSpec engangsøretragte lavet i genanvendt plast (4mm) medfølger. Etui medfølger ikke. Anvender almindelige batterier størrelse AA. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 232404, 232405