

Varenummer 1000027211

Tape, 50m x 1,9cm, til tørsterilisation



Produktbeskrivelse

Enkeltklæbende tape der er udviklet til steriliseringsformål. Bagsiden består af et stærkt imprægneret papir, som giver en god formbarhed under påføring. Tapene er belagt med silikoneklæbemiddel, der modstår høje temperaturer og giver en fremravende vedhæftning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Features	Til tørsterilisation
Længde/dybde	50 m
Bredde	1.9 cm

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	40.5 cm	28.8 cm	18.9 cm	
stk	1 stk				