



Varenummer 1000027215

Kameraadapter, sort, m/magnet, til HEINE DELTAone/30/30 PRO dermatoskop, til smarttelefon

Produktbeskrivelse

Forbinder magnetisk dit HEINE dermatoskop med enhver smartphone. Du skal bruge et mobiltelefoncover med en hård bagside lavet af polycarbonat eller akrylglas, der passer til din smartphone. Passer til DELTA 30, DELTA 30 PRO og DELTAone

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kameraadapter
Farve	Sort
Features	M/magnet, til HEINE DELTAone/30/30 PRO dermatoskop, til smarttelefon

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.7 cm	11 cm	4.1 cm	4053755202003