



Varenummer 1000027301

Holder, Origo2, plast, til Vileda Professional fejobakke og dertilhørende kost el. sweeper

Produktbeskrivelse

Holder til Vileda Professional fejobakke og dertilhørende kost eller sweeper. Kan påmonteres på Origo2 vognen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder
Model	Origo2
Features	Til Vileda Professional fejobakke og dertilhørende kost el. sweeper
Materiale	Plast

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk				4023103214606
stk	1 stk				4023103214613