



Varenummer 1000027381

**Elevatorium, Aesculap, Mac Donald,
18,5cm, rustfrit stål, dobbeltendet,
stump/stump**



Produktbeskrivelse

Aesculap, Mac Donald bruges primært til skånsom adskillelse og dissektion af blødt væv under kirurgiske procedurer. De afrundede, stumpede ender reducerer risikoen for utilsigtet vævsskade. Genanvendelig og usteril. Velegnet til præcis dissektion og adskillelse af strukturer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Elevatorium
Varemærke	Aesculap
Model	Mac Donald
Features	Dobbeltendet, stump/stump
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Ir
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18 cm	1 cm	0.7 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.