


Varenummer 1000027382

Filter, T-Safe, til filterbruser



Produktbeskrivelse

Filteret er et udskiftningsfilter til T-safe filterbruser. Kan ikke anvendes alene. Filteret har en levetid på op til 92 dage. T-safe håndbruserfilteret er uafhængigt testet og certificeret som steriliserende membranfilter i overensstemmelse med ASTM F838. T-safe filtre giver en øjeblikkelig effektiv barriere mod frigivelsen af opportunistiske vandbårne patogener: - Legionella pneumophila - Pseudomonas aeruginosa - Ikke-tuberkuløse mykobakterier (NTM) - Stenotrophomonas maltophilia - Escherichia coli (E. coli) og andre coliforme bakterier

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filter
Varemærke	T-Safe
Features	Til filterbruser

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	39 cm	29.5 cm	39.5 cm	
stk	1 stk				