



Varenummer 1000027383

## Bruseslange, T-Safe, 200cm, hvid, antimikrobiel

### Produktbeskrivelse

Bruseslange til montering på ½" gevind f.eks. T-safe filterbruser. Slangen har en glat overflade som let kan aftørres og desinficeres. Bruseslangen er lavet i plastik.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bruseslange
Varemærke	T-Safe
Farve	Hvid
Features	Antimikrobiel
Materiale	Plast
Længde/dybde	200 cm

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	39 cm	29 cm	39.5 cm	
stk	1 stk				