



Varenummer 1000027439

## Brusehoved, T-Safe, hvid, varmfast uden filter

### Produktbeskrivelse

Brusehoved til sårskylning - skal monteres med filter 02-000077.

### Specifikationer

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Produktbetegnelse | Brusehoved           |
| Varemærke         | T-Safe               |
| Farve             | Hvid                 |
| Features          | Varmfast uden filter |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|-----|
| kll   | 35 stk     | 38.5 cm | 29 cm  | 39.5 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |        |         |     |