



Varenummer 1000027441

Filterbruser, T-Safe, hvid, varmfast inkl. filter

Produktbeskrivelse

Filterbruser med vaskbart brusehoved til sårskylning i hvid plast.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filterbruser
Varemærke	T-Safe
Farve	Hvid
Features	Varmfast inkl. filter

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	35 stk	39 cm	29 cm	39 cm	
stk	1 stk				